

インフルエンザウイルスキット「ブライトポック®Flu」新発売のお知らせ

塩野義製薬株式会社（本社：大阪府中央区、代表取締役社長：手代木 功、以下「塩野義製薬」）は、体外診断用医薬品、インフルエンザウイルスキット「ブライトポック®Flu」を9月11日に新発売しますことをお知らせいたします。

「ブライトポック®Flu」は、インフルエンザウイルスによる感染を迅速に診断する検査キットです。本製品は高い感度と特異度*を有しており、患者さまの鼻腔や咽頭から採取した検体中のインフルエンザウイルス A 型抗原および B 型抗原について、陽性判定を最短1分で行うことが可能です。

*感 度：陽性と判定されるべきものを正しく陽性と判定する割合

特異度：陰性と判定されるべきものを正しく陰性と判定する割合

インフルエンザウイルスの迅速診断は、インフルエンザを治療する上で、疫学情報を踏まえた臨床症状の診断と共に、非常に有益な情報の一つとなりつつあります。また、診断結果を患者さまと共有することで、アドヒアランス（患者さまが積極的に治療方針の決定を理解され、その決定に従った治療を受けられること）が向上することが期待されます。

塩野義製薬は、感染症治療薬のトップメーカーとして、細菌感染やウイルス感染を中心とする感染症の治療に貢献するために、研究開発活動や治療薬の販売、ならびに情報提供活動を行っております。本製品の発売により、インフルエンザウイルスキットの製品ラインナップの拡充を図り、点滴注射剤であるインフルエンザ治療薬「ラピアクタ®」とともに、早期診断・早期治療を通じて、患者さまの治療に貢献できるよう、努めてまいります。

インフルエンザウイルス迅速診断キット 「ブライトポック®Flu」の製品概要

- | | |
|-----------|--|
| ◆ 販 売 名 | ブライトポック®Flu |
| ◆ 測 定 方 法 | イムノクロマト法
A 型インフルエンザウイルス又は B 型インフルエンザウイルスをそれぞれ認識するモノクローナル抗体を用いた測定法 |
| ◆ 使用目的 | 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液および咽頭ぬぐい液中のインフルエンザ A 型抗原および B 型抗原の検出（インフルエンザウイルス A 型および B 型感染の診断補助） |
| ◆ 包装単位 | 10 回用/箱 |
| ◆ 貯 蔵 方 法 | 2～30℃で保存 |
| ◆ 有効期間 | 製造後 24 ヶ月 |

- ◆ 製品特長
 - ①陽性判定が1分から可能
 - ②高い感度と特異度
 - ③カラーのラインで抗原識別が容易
 - ④綿棒としてフロックスワブを採用
- ◆ 発売日 2012年9月11日
- ◆ 希望小売価 1箱10回用 11,500円（税抜き）
- ◆ 販売 塩野義製薬株式会社
- ◆ 製造販売元 株式会社ニチレイバイオサイエンス

インフルエンザウイルスキット 「ブライトポック®Flu」



以上

[報道機関各位のお問合せ先]

塩野義製薬株式会社 広報部

大阪 TEL : 06-6209-7885 FAX : 06-6229-9596

東京 TEL : 03-3406-8164 FAX : 03-3406-8099

[製品に関するお問合せ先]

塩野義製薬株式会社 診断薬事業部 TEL : 06-6381-7343